


Aricryl®

Ácido Poliglicólico

SUTURA ABSORBIBLE

TRENZADA



Características

Material

Origen

Color

Soporte de la Herida

Tiempo de Absorción

Esterilización

Empaquetado

Indicaciones de Uso

Multifilamento, absorbible.

100% Ácido Poliglicólico Trenzado.

Sintético.

Violeta.

30 Días.

60 - 90 Días.

Óxido de Etileno (EO).

En sobres de aluminio, estériles.

Cirugía general, ginecología, traumatología, urología, ligaduras, cirugía plástica, cirugías orales, maxilofaciales, gastrointestinales y veterinaria.

Forma de Aguja			Calibre (USP)				Longitud (cm)	Color
			3-0	2-0	0	1		
3/8 Círculo x Corte	75 cm (29") 3/8 Circle reverse cutting 19 mm 	19 mm	AZYL-J123				70	Violeta
1/2 Círculo x Punta	75 cm (29") 1/2 circle round bodied 26 mm 	26 mm	AZYL-316				70	Violeta
1/2 Círculo x Punta	75 cm (29") 1/2 circle round bodied 26 mm 	26 mm		AZYL-317			70	Violeta
1/2 Círculo x Punta	75 cm (29") 1/2 circle round bodied 36 mm 	36 mm		AZYL-339			70	Violeta
1/2 Círculo x Punta	75 cm (29") 1/2 circle round bodied 36 mm 	36 mm			AZYL-340		70	Violeta
1/2 Círculo x Punta	75 cm (29") 1/2 circle round bodied 26 mm 	26 mm			AZYL-318		70	Violeta
1/2 Círculo x Punta	75 cm (29") 1/2 circle round bodied 36 mm 	36 mm				AZYL-341	70	Violeta