



Catgut Cro®

Catgut Crómico

SUTURA

ABSORBIBLE

MONOFILMENTO



Características

Material

Origen

Color

Soporte de la Herida

Tiempo de Absorción

Esterilización

Empaquetado

Indicaciones de Uso

Virtualmente monofilamento, absorbible.

Catgut Crómico.

Natural.

Marrón.





30 Días.

60 - 90 Días.

Óxido de Etileno (EO).

En blister plástico con solución preservante, dentro de sobres de aluminio, estériles.

Cirugía general, ginecología, traumatología, urología, ligaduras, cirugía plástica, cirugías orales, maxilofaciales, gastrointestinales y veterinaria.

Forma de Aguja			Calibre (USP)				Longitud (cm)	Color (cm)
			4-0	2-0	0	1		
1/2 Círculo x Punta Cónica	75 cm (29") 1/2 circle taper point 37 mm 	37 mm				AZCC-813	75	Marrón
1/2 Círculo x Punta Cónica	90 cm (35") 1/2 circle taper point 40 mm 	40 mm				AZCC-915	90	Marrón
1/2 Círculo x Punta Cónica	75 cm (29") 1/2 circle taper point 36 mm 	36 mm				AZCC-925	90	Marrón
1/2 Círculo x Punta Cónica	75 cm (29") 1/2 circle taper point 37 mm 	37 mm			AZCC-812		75	Marrón
1/2 Círculo x Punta Cónica	75 cm (29") 1/2 circle taper point 36 mm 	36 mm		AZCC-811			75	Marrón
1/2 Círculo x Punta Cónica	75 cm (29") 1/2 circle taper point 26 mm 	26 mm		AZCC-123			75	Marrón
1/2 Círculo x Punta Cónica	75 cm (29") 1/2 circle taper point 26 mm 	26 mm	AZCC-121				70	Marrón