


Catgut Sim®  
Catgut Simple

SUTURA ABSORBIBLE  
MONOFILMENTO



**Características**

**Material**

**Origen**

**Color**

**Soporte de la Herida**

**Tiempo de Absorción**

**Esterilización**

**Empaquetado**

**Indicaciones de Uso**

- Virtualmente monofilamento, absorbible.
- Catgut Simple.
- Natural.
- Amarillo.
- 30 Días.
- 60 - 90 Días.
- Óxido de Etileno (EO).
- En blister plástico con solución preservante, dentro de sobres de aluminio, estériles.
- Aproximación de tejidos blandos y cierre de tejido subcutáneo en cirugía general. Ginecología, traumatología, urología, ligaduras, cirugía plástica, cirugías orales, maxilofaciales, gastrointestinales y veterinaria.

Forma de Aguja			Calibre (USP)			Longitud (cm)	Color
			2-0	0	1		
1/2 Círculo x Punta	70 cm (27") 1/2 circle taper point 37 mm	37 mm	AZCS-843			75	Amarillo
1/2 Círculo x Punta	70 cm (27") 1/2 circle taper point 37 mm	37 mm		AZCS-844		75	Amarillo
1/2 Círculo x Punta	70 cm (27") 1/2 circle taper point 37 mm	37 mm			AZCS-845	75	Amarillo