



# Mono PDS® Polidioxanone

**SUTURA ABSORBIBLE**  
MONOFILMENTO



## Características

## Material

## Origen

## Color

## Soporte de la Herida

## Tiempo de Absorción

## Esterilización

## Empaquetado

## Indicaciones de Uso

Monofilamento, absorbible.

Polidioxanone.

Sintético.

Violeta.

60 Días.

180 - 210 Días.

Óxido de Etileno (EO).

En sobres de aluminio, estériles.

Indicada para cirugías en las que se requiera de un tiempo de soporte de herida prolongado. Utilizada en cirugía general, ginecología, traumatología, urología, ligaduras, cirugía plástica. Excelente para aproximación de tejidos blandos, reparación de tendones y reparaciones de la pared abdominal.

Forma de Aguja			Calibre (USP)	Longitud (cm)	Color
			1		
1/2 Círculo x Punta	70 cm (27") 37 mm 	37 mm	AZDS-Z341	70	Violeta