



**Arisilk®**  
Seda

**SUTURA NO ABSORBIBLE**  
TRENZADA



### Características

### Material

### Origen

### Color

### Soporte de la Herida

### Esterilización

### Empaquetado

### Indicaciones de Uso

- Multifilamento, no absorbible.
- Seda.
- Natural.
- Negro.
- Disminuye al paso de los años.
- Óxido de Etileno (EO).
- En sobres de aluminio, estériles.
- Cirugía oral y maxilofacial, fijación y cobertura de tejido suave en general, ligaduras, en cirugía general, gastrointestinal y ginecología.

| Forma de Aguja      |   |       | Calibre (USP) |          |          |          |         | Longitud (cm) | Color |
|---------------------|---|-------|---------------|----------|----------|----------|---------|---------------|-------|
|                     |   |       | 4-0           | 3-0      | 2-0      | 0        | 1       |               |       |
| 3/8 Círculo x Corte | 75 cm (29")<br>3/8 Circle<br>reverse cutting<br>19 mm | 19 mm | AZSK-183      |          |          |          |         | 45            | Negro |
| 3/8 Círculo x Corte | 75 cm (29")<br>3/8 Circle<br>reverse cutting<br>19 mm | 19 mm |               | AZSK-184 |          |          |         | 45            | Negro |
| 1/2 Círculo x Punta | 75 cm (29")<br>1/2 circle<br>round bodied<br>26 mm    | 26 mm |               | AZSK-832 |          |          |         | 75            | Negro |
| 1/2 Círculo x Punta | 75 cm (29")<br>1/2 circle<br>round bodied<br>26 mm    | 26 mm |               |          | AZSK-833 |          |         | 75            | Negro |
| 1/2 Círculo x Punta | 75 cm (29")<br>1/2 circle<br>round bodied<br>26 mm    | 26 mm |               |          |          | AZSK-834 |         | 75            | Negro |
| Sin Aguja           |   |       |               |          |          | AZSK-86  |         | 75            | Negro |
| Sin Aguja           |   |       |               |          |          |          | AZSK-87 | 75            | Negro |
| 1/2 Círculo x Punta | 45 cm (17")<br>1/2 circle<br>tapered point<br>13 mm   | 13 mm | AZSK-267      |          |          |          |         | 45            | Negro |