



Mononylon®
Nylon

SUTURA NO ABSORBIBLE
MONOFILMENTO



Características

Material

Origen

Color

Soporte de la Herida

Esterilización

Empaquetado

Indicaciones de Uso

- Monofilamento, no absorbible.
- Poliamida.
- Sintético.
- Azul.
- Disminuye al paso de los años.
- Óxido de Etileno (EO).
- En sobres de aluminio, estériles.
- Cirugía general, ginecología, traumatología, urología, ligaduras, cirugía plástica, gastrointestinales y veterinaria. Los calibres más delgados son utilizados en cirugía cardiovascular, microcirugía y oftalmología.

Forma de Aguja			Calibre (USP)				Longitud (cm)	Color
			5-0	4-0	3-0	2-0		
3/8 Círculo x Corte	75 cm (29") 3/8 Circle reverse cutting 19 mm 	19 mm	AZMN-14501				75	Negro
3/8 Círculo x Corte	75 cm (29") 3/8 Circle reverse cutting 19 mm 	19 mm		AZMN-14502			75	Negro
Aguja Recta x Corte	75 cm (29") straight 60 mm 	60 mm			AZMN-627		75	Negro
3/8 Círculo x Corte	75 cm (29") 3/8 Circle reverse cutting 24 mm 	24 mm			AZMN-163		75	Negro
Aguja Recta x Corte	75 cm (29") straight 60 mm 	60 mm				AZMN-628	75	Negro
3/8 Círculo x Corte	75 cm (29") 3/8 Circle reverse cutting 24 mm 	24 mm				AZMN-164	75	Negro