



Monocrylon® Poliglecaprone 25

SUTURA ABSORBIBLE
MONOFILAMENTO



Características

Material

Origen

Color

Soporte de la Herida

Tiempo de Absorción

Esterilización

Empaquetado

Indicaciones de Uso

Monofilamento, absorbible.

75% Polímero Glicolide-25% E-Caprolactona.

Sintético.

Violeta.

21 Días.

90 - 120 Días.

Óxido de Etileno (EO).

En sobres de aluminio, estériles.

Aproximación y fijación de tejidos suaves, cirugía general, ginecología, urología, ligaduras, cirugía plástica, gastrointestinales y veterinaria.

Forma de Aguja			Calibre (USP)		Longitud (cm)	Color
			4-0	3-0		
3/8 Círculo x Corte Inverso	70 cm (27") 3/8 Circle reverse cutting 19 mm 	19 mm	AZMC-426		70	Violeta
3/8 Círculo x Corte Inverso	70 cm (27") 3/8 Circle reverse cutting 19 mm 	19 mm		AZMC-427	70	Violeta