



SUTURA ABSORBIBLE
TRENZADA



Multifilamento, absorbible.

100% Ácido Poliglicólico Trenzado.

Sintético.

Beige.

10 - 14 Días.

40 - 45 Días.

Radiación Gamma.

En sobres de aluminio, estériles.

Indicada para cirugías con manejo de tejido a corto plazo. Utilizada en urología, cirugías orales, maxilofaciales, ginecología, cirugía plástica, pediátrica y gastrointestinales y veterinaria.

Forma de Aguja			Calibre (USP)		Longitud (cm)	Color
			4-0	3-0		
3/8 Círculo x Corte	75 cm (29") 3/8 Circle reverse cutting 19 mm 	19 mm		AZYR-9923	70	Beige
3/8 Círculo x Corte	75 cm (29") 3/8 Circle reverse cutting 19 mm 	19 mm	AZYR-9922		70	Beige