



Aricryl® Ácido Poliglicólico

SUTURA ABSORBIBLE TRENZADA



Sutura quirúrgica, estéril, absorbible, sintética, compuesta por ácido poliglicólico, multifilamento y recubierta.

Mantiene excelente fuerza tensil y seguridad de nudos con menor memoria del hilo.

Características	Multifilamento, absorbible, sintético.
Material	100% Ácido Poliglicólico Trenzado.
Color	Violeta.
Soporte de la Herida	30 Días.
Tiempo de Absorción	60 – 90 Días.
Esterilización	Óxido de Etileno (EO).
Empaquetado	En sobres de aluminio, estériles.
Indicaciones de Uso	Cirugía general, ginecología, traumatología, urología, ligaduras, cirugía plástica, cirugías orales, maxilofaciales, gastrointestinales y veterinaria.

Forma de Aguja			Calibre (USP)				Longitud (cm)	Color
			3-0	2-0	0	1		
3/8 Círculo x Corte		19 mm	AZYL-J123				70	Violeta
1/2 Círculo x Punta		26 mm	AZYL-316				70	Violeta
1/2 Círculo x Punta		26 mm		AZYL-317			70	Violeta
1/2 Círculo x Punta		36 mm		AZYL-339			70	Violeta
1/2 Círculo x Punta		36 mm			AZYL-340		70	Violeta
1/2 Círculo x Punta		26 mm			AZYL-318		70	Violeta
1/2 Círculo x Punta		36 mm				AZYL-341	70	Violeta