



# Aricryl Rapid® Ácido Poliglicólico

**SUTURA ABSORBIBLE**  
TRENZADA



Sutura quirúrgica, estéril, absorbible, sintética, compuesta por ácido poliglicólico, multifilamento y recubierta.

Indicada para cirugías con manejo de tejido a corto plazo. Mantiene excelente fuerza tensil y seguridad de nudos con menor memoria del hilo.

<b>Características</b>	• Multifilamento, absorbible, sintético.
<b>Material</b>	• 100% Ácido Poliglicólico Trenzado.
<b>Color</b>	• Beige.
<b>Soporte de la Herida</b>	• 10 - 14 Días.
<b>Tiempo de Absorción</b>	• 40 - 45 Días.
<b>Esterilización</b>	• Radiación Gamma.
<b>Empaquetado</b>	• En sobres de aluminio, estériles.
<b>Indicaciones de Uso</b>	• Indicada para cirugías con manejo de tejido a corto plazo. Utilizada en urología, cirugías orales, maxilofaciales, ginecología, cirugía plástica, pediátrica y gastrointestinales y veterinaria.

Forma de Aguja			Calibre (USP)		Longitud (cm)	Color
			4-0	3-0		
3/8 Círculo x Corte		19 mm		AZYR-9923	70	Beige
3/8 Círculo x Corte Inverso		19 mm	AZYR-9922		70	Beige