

Catgut Cro® Catgut Crómico


SUTURA ABSORBIBLE
MONOFILAMENTO



Sutura quirúrgica, estéril, absorbible, sintética, compuesta por hilos obtenidos por la torsión de filamentos de colágeno purificado de serosa bovina o submucosa ovina intestinal, tratados con glicerina y sales de cromo.

Virtualmente monofilamento.
Mantiene excelente fuerza tensil y seguridad de nudos, absorción uniforme y con menor memoria del hilo.

Características	•	Virtualmente monofilamento, absorbible, sintético.
Material	•	Catgut crómico.
Color	•	Marrón.
Soporte de la Herida	•	30 Días.
Tiempo de Absorción	•	60 – 90 Días.
Esterilización	•	Óxido de Etileno (EO).
Empaquetado	•	En blíster plástico con solución preservante, dentro de sobres de aluminio, estériles.
Indicaciones de Uso	•	Cirugía general, ginecología, traumatología, urología, ligaduras, cirugía plástica, cirugías orales, maxilofaciales, gastrointestinales y veterinaria.

Forma de Aguja			Calibre (USP)				Longitud (cm)	Color
			4-0	2-0	0	1		
1/2 Círculo x Punta Cónica		37 mm				AZCC-813	75	Marrón
1/2 Círculo x Punta Cónica		40 mm				AZCC-915	90	Marrón
1/2 Círculo x Punta Cónica		36 mm				AZCC-925	90	Marrón
1/2 Círculo x Punta Cónica		37 mm			AZCC-812		75	Marrón
1/2 Círculo x Punta Cónica		37 mm			AZCC-128		75	Marrón
1/2 Círculo x Punta Cónica		36 mm		AZCC-811			75	Marrón
1/2 Círculo x Punta Cónica		26 mm		AZCC-123			75	Marrón
1/2 Círculo x Punta Cónica		26 mm	AZCC-121				70	Marrón