

Catgut Sim® Catgut Simple


SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO



Sutura quirúrgica, estéril, absorbible, sintética, compuesta por hilos obtenidos por la torsión de filamentos de colágeno purificado de serosa bovina o submucosa ovina intestinal.

Virtualmente monofilamento.
Mantiene excelente fuerza tensil y seguridad de nudos, absorción uniforme y con menor memoria del hilo.

Características	• Virtualmente monofilamento, absorbible, sintético.
Material	• Catgut simple.
Color	• Amarillo
Soporte de la Herida	• 30 Días.
Tiempo de Absorción	• 60 – 70 Días.
Esterilización	• Óxido de Etileno (EO).
Empaquetado	• En blíster plástico con solución preservante, dentro de sobres de aluminio, estériles.
Indicaciones de Uso	• Aproximación de tejidos blandos y cierre de tejido subcutáneo en cirugía general. Ginecología, traumatología, urología, ligaduras, cirugía plástica, cirugías orales, maxilofaciales, gastrointestinales y veterinaria.

Forma de Aguja			Calibre (USP)			Longitud (cm)	Color
			2-0	0	1		
1/2 Círculo x Punta		37 mm	AZCS-843			75	Amarillo
1/2 Círculo x Punta		37 mm		AZCS-844		75	Amarillo
1/2 Círculo x Punta		37 mm			AZCS-845	75	Amarillo