

Compresa para Laparotomía

Descartables (17 Hilos)

GROSSMED

Estéril y Adaptable

Oblongas con bucle robusto de cinta azul en una esquina. Sobre de doble empaque con sistema abre fácil.

Altamente Absorbente

Esponja blanqueada, prelavada y tejida de 100% algodón. Suave, elástica y porosa.

17 Hilos. Doblada en 2 Pliegues (4 Ply)

Producto hipoalergénico y no irritante. Suave y de buena transpirabilidad.

Radiopaca

Posee marca opaca impregnada de Sulfato de Bario. No desprende partículas.



Especificación	Finura (Mesh)	Código	Presentación
18"x18" (45cm x 45cm) - 4Ply	17 Hilos	GM060118	Paquete x 5 Sobres. Bulto x 400Sobres (80Paqts)

Compresa para Laparotomía

Descartables (17 Hilos)



Esponja altamente absorbente, prelavada, con elemento radiopaco, bordes cortados doblados en forma pareja cosida con un robusto bucle conectado firmemente a una esquina.

Se utilizan en los quirófanos y sala de emergencias para controlar la hemorragia. Está fabricada de 100% algodón prelavado y blanqueado para una absorción de líquidos máxima. Posee costuras cruzadas con hilvanado fino para reducir la producción de pelusas e hilos sueltos.

Componentes y Material

- ✓ Elaborada en tela de algodón. En una esquina, posee una cinta para una mejor visualización e impedir así que quede dentro de la cavidad durante el cierre de la herida.
- ✓ Libre de látex. No desprende partículas. Gran capacidad de absorción.
- ✓ Posee marca radiopaca impregnada de Sulfato de Bario. Permite a los trabajadores médicos encontrar fácilmente la almohadilla abdominal que se omitió durante la cirugía.

Diseño

- ✓ Excelentes para ser utilizadas en cirugías del abdomen. Se emplean para envolver las vísceras y mantenerlas húmedas y calientes, son oblongas, llevan un bucle de cinta azul en una esquina.

Esterilizables

- ✓ El sobre es esterilizado mediante gas de Óxido de Etileno (EO). Presenta doble empaque con sistema abre fácil que ayuda a mantener adecuadas técnicas de esterilidad. Duración de 5 años garantizada.

Certificación

- ✓ Cumple y excede requerimientos de calidad de la norma internacional ISO 13485:2016 y MDD 93/42/EEC.



Especificación	Finura (Mesh)	Código	Presentación
18" x 18" (45cm x 45cm) - 4Ply	17 Hilos	GM060118	Paquete x 5 Sobres. Bulto x 400 Sobres (80Paqts)