

Compresa de Gasa Estéril

Sobres Estériles y Descartables

(11 Hilos)

GROSSMED

Estéril

Sobre esterilizado que contiene 2 piezas. Ideal para aplicación en quemaduras, traumatismos y cortes.


Altamente Absorbente

Esponja blanqueada, prelavada y tejida de 100% algodón. Suave, elástica y porosa.

Suavidad

Provee soporte acolchado y gran protección en el área de herida. Producto hipoalergénico y no irritante.

11 Hilos. Bordes Plegados (12 Ply)
Tejida como 2 juegos de hilos verticales que forman un cuadrado. No deshilacha.



Especificación	Finura (Mesh)	Código	Presentación
4" x 4" (10cm x 10cm) - 12Ply	11 Hilos	GM060144	Caja x 50 Sobres (2piezas x sobre) Bulto x 1.000 Sobres (20Cajas)
3" x 3" (7,5cm x 7,5cm) - 12Ply	11 Hilos	GM060143	Caja x 50 Sobres (2piezas x sobre) Bulto x 2.000 Sobres (40Cajas)

Compresa de Gasa Estéril

Sobres Estériles y Descartables

(11 Hilos)

GROSSMED

Esponja absorbente tejida como 2 juegos de hilaza hilos verticales que forman un cuadrado de 100% algodón. Tejido suave y poroso, esterilizado, hecho en 11 hilos.

No deshilacha gracias a su pliegue quirúrgico con los bordes plegados. Tiene gran capacidad de absorción. Blanqueadas.

Componentes y Material

- ✓ Elaborado con fibras de algodón 100% natural. Producto hipoalergénico y no irritante. Gracias a su fabricación en algodón hidrofílico tiene la suavidad necesaria para no dañar la piel.
- ✓ Libre de látex. No desprenden partículas.

Diseño

- ✓ Diseñada para limpiar las partes del cuerpo humano afectadas o heridas extensas. Provee soporte acolchado y gran protección en el área de herida. Ideal para la aplicación en quemaduras, traumatismos craneales, cortes.

Esterilizadas

- ✓ Cada sobre contiene 2 piezas de compresa de gasa estéril y es esterilizado con gas de Óxido de Etileno (EO). Duración de 5 años garantizada.

Certificación

- ✓ Cumple y excede requerimientos de calidad de la norma internacional ISO 13485:2016 y MDD 93/42/EEC.



Especificación	Finura (Mesh)	Código	Presentación
4"x4" (10cm x 10cm) - 12Ply	11 Hilos	GM060144	Caja x 50 Sobres (2piezas x sobre) Bulto x 1.000 Sobres (20Cajas)
3"x3" (7,5cm x 7,5cm) - 12Ply	11 Hilos	GM060143	Caja x 50 Sobres (2piezas x sobre) Bulto x 2.000 Sobres (40Cajas)