

Compresa de Gasa No Estéril

Sobres Estériles y Descartables

(11 Hilos)

GROSSMED

Esterilizable

Mediante ionización o autoclave, sin perjudicar su calidad y propiedades.

Altamente Absorbente

Esponja blanqueada, prelavada y tejida de 100% algodón. Suave, elástica y porosa.

Suavidad

Provee soporte acolchado y gran protección en el área de herida. Producto hipoalergénico y no irritante.

11 Hilos. Bordes Plegados (12 Ply)

Tejida como 2 juegos de hilos verticales que forman un cuadrado. No deshilacha.



Especificación	Finura (Mesh)	Código	Presentación
4"x4" (10cm x 10cm) - 12Ply	11 Hilos	GM060244	Caja x 100 Unds. Bulto x 10.000 Unds (100Cajas)
3"x3" (7,5cm x 7,5cm) - 12Ply	11 Hilos	GM060233	Caja x 100 Unds. Bulto x 10.000 Unds (100Cajas)

Compresa de Gasa No Estéril

Sobres Estériles y Descartables

(11 Hilos)

GROSSMED

Compresa de gasa compuesta por 2 juegos de hilaza hilos verticales que forman un cuadrado de 100% algodón. Tejido suave y poroso, no esterilizado, hecho en 11 hilos.

No deshilacha gracias a su pliegue quirúrgico con los bordes plegados. Tiene gran capacidad de absorción. Blanqueada. Las compresas de gasa no estériles son esterilizables .

Componentes y Material

- ✓ Elaborado con fibras de algodón 100% natural. Producto hipoalergénico y no irritante.
- ✓ Libre de látex. No desprenden partículas.

Diseño

- ✓ Diseñada para limpiar las partes del cuerpo humano afectadas o heridas extensas. Se adapta con facilidad a las partes corporales y se emplea con frecuencia para fijar en su sitio los apósitos para heridas.

Esterilizadas

- ✓ Las compresas de gasa no estériles son esterilizables mediante ionización o autoclave, sin perjudicar su calidad y manteniendo sus propiedades intactas. Duración de 5 años garantizada.

Certificación

- ✓ Cumple y excede requerimientos de calidad de la norma internacional ISO 13485:2016 y MDD 93/42/EEC.



Especificación	Finura (Mesh)	Código	Presentación
4"x4" (10cm x 10cm) - 12Ply	11 Hilos	GM060244	Caja x 100 Unds. Bulto x 10.000 Unds (100Cajas)
3"x3" (7,5cm x 7,5cm) - 12Ply	11 Hilos	GM060233	Caja x 100 Unds. Bulto x 10.000 Unds (100Cajas)