

# Guantes Quirúrgicos de Látex

**GROSSMED**

## Micro texturizado

Diseño anatómico. Superficie micro texturizada, antideslizante y con alta sensibilidad.

## Calidad Certificada

Cumple con los más altos estándares de calidad ISO, FDA y CE

## Ligeramente Empolvados

Para facilitar la colocación y absorber el sudor.

## Extra Resistencia y Elasticidad

Protección contra sustancias indeseadas o peligrosas. Ideal para soportar el rigor de las cirugías.

## Estériles

Empacados en pares.  
Esterilizados mediante radiación.

## Manga Larga

Manga larga para protección óptima, contra salpicaduras en muñecas y brazos.



Color	Talla	Código	Presentación
Blanco	6,0	GM050160	Caja x 50 pares (100 Unds) Bulto x 400 Pares (8 cajas)
	6,5	GM050165	
	7,0	GM050170	
	7,5	GM050175	
	8,0	GM050180	
	8,5	GM050185	