

ARIMESH®

ARIZI

Malla Quirúrgica de Polipropileno (PP)

Sintética. No Absorbible. Monofilamento.

Versatilidad de Uso


Indicada para el tratamiento de hernias, prolapso (rectal o urinario) e intervenciones colposcópicas y laparoscópicas.

Medidas

15cm x15cm



Unds.



Macroporoso y transparente.

Estructura de Pared Delgada


Alta Resistencia

Bordes Redondeados

Thickness (Grosor): **0,41 mm ± 10%.**

Weight (Peso/m²): **50g/m²**

Tamaño del poro: **1,5 - 1,8mm**



ESTÉRIL

OE



CE-2292

ARIMESH®

**Polypropylene (PP) Surgical Mesh.
Synthetic. Non-Absorbable. Monofilament**

FABRICADO PARA GROSSMED LLC.

USA: Imported and distributed by Grossmed LLC – VENEZUELA: Importado y distribuido por Medisolutions C.A. | RIF: J-31642075-2 | Representante Legal: Dra. Marisol C. Benítez. Registrado en el M.P.P.S. bajo el N° PMP: 47.935 – COLOMBIA: Importado y distribuido por Grossmed Colombia S.A. – PANAMÁ: Importado y distribuido por Grossmed Latam – ARGENTINA: Importado y distribuido por Grossmed Argentina S.A. – BOLIVIA: Importado y distribuido por Grossmed Bolivia S.R.L. – BRASIL: Importado y distribuido por Grossmed Brasil L.T.D.A. – COSTA RICA: Importado y distribuido por Grossmed Costa Rica S.A.