

KN95 RESPIRADOR CONTRA PARTÍCULAS

GROSSMED

P.F.E $\geq 95\%$

FFP2 (Filtering Face Piece)
Filtra partículas de mas de 0,3 μm

Barra de metal
ajustable para la nariz.

Tiras elásticas
confortables
con ajuste
preciso



Evitar
exposición
directa con
el Sol.



Deben ser
almacenadas
en un lugar
seco.

5 CAPAS

- 1 - Non-woven (55gr)
- 2 - Melt-blown (25gr)
- 3 - Hot Air Cotton (50gr)
- 4 - Melt-blown (25gr)
- 5 - Non-woven (30gr)

EN149:2001

- **Capa exterior resistente y duradera.**
(55g spunbond. Non-woven polypropylene)
- **Capa con filtro de partículas en aire y líquidos**
(25g antistatic non-wovens melt-blown)
- **Capa con filtro ultra delgado de partícula $>0,3\mu$**
(50gr Hot air cotton)
- **Capa con filtro de partículas en aire y líquidos**
(25g antistatic non-wovens melt-blown)
- **Capa interior respirable e hipo-alérgica.**
(30gr spunbond. Non-woven polypropylene)

Empaque:

10 Mascaras/Caja 40 Cajas/Bulto



Una marca registrada de: **GROSSMEDICA**

KN95 RESPIRADOR CONTRA PARTÍCULAS

GROSSMED

P.F.E $\geq 95\%$

FFP2 (Filtering Face Piece)
Filtra partículas de mas de 0,3 μm

Barra de metal
ajustable para la nariz.

Tiras elásticas
confortables
con ajuste
preciso



Evitar
exposición
directa con
el Sol.



Deben ser
almacenadas
en un lugar
seco.

5 CAPAS

- 1 - Non-woven (55gr)
- 2 - Melt-blown (25gr)
- 3 - Hot Air Cotton (50gr)
- 4 - Melt-blown (25gr)
- 5 - Non-woven (30gr)

EN149:2001

- **Capa exterior resistente y duradera.**
(55g spunbond. Non-woven polypropylene)
- **Capa con filtro de partículas en aire y líquidos**
(25g antistatic non-wovens melt-blown)
- **Capa con filtro ultra delgado de partícula $>0,3\mu$**
(50gr Hot air cotton)
- **Capa con filtro de partículas en aire y líquidos**
(25gr antistatic non-wovens melt-blown)
- **Capa interior respirable e hipo-alérgica.**
(30gr spunbond. Non-woven polypropylene)

Empaque:

10 Mascaras/Caja 40 Cajas/Bulto



Una marca registrada de: **GROSSMEDICA**