

KIT DE NEBULIZACIÓN

GROSSMED

ADULTO Y PEDIÁTRICO

Hecho en policloruro de vinilo (PVC) de grado médico; incluye una cómoda mascarilla de aerosol de forma anatómica (especial para adultos o infantes), con correa ajustable, frasco atomizador transparente de 6 ml y manguera lisa (2,00 m) de conexión para adaptador universal en ambos extremos.

Diseñado para la pronta recuperación de pacientes que sufren de problemas respiratorios tales como asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o fibrosis quística.

Componentes y Materiales

Diseño

Comodidad

Certificaciones

- ✓ Mascarilla fabricada en policloruro de vinilo (PVC) con diseño ergonómico, de color verde y transparente que abarca cara y nariz. Se fija al rostro por una cinta elástica que pasa por detrás de la cabeza y se ajusta sobre las orejas.
- ✓ Cámara de nebulización transparente lo que permite visualizar la cantidad de fármaco a administrar. Capacidad de 6 ml, capaz de atomizar en todo grado de inclinación
- ✓ La mascarilla consta de orificios laterales que facilitan la exhalación del paciente. Es moldeable a la anatomía del paciente, sea adulto o infante. Es resistente a movimientos que se puedan realizar durante la ejecución del tratamiento.
- ✓ Gracias a su diseño, permite que el paciente se encuentre en una posición cómoda. Es de fácil ensamble y desensamble, cuenta con acoples herméticos. Provee un sello anti-goteras, eliminando el desperdicio de medicamento.
- ✓ Cumplen y exceden requerimientos de calidad de las normas internacionales ISO 13485:2016 y MDD 93/42/CEE.

Tamaño	Código	Presentación
Adulto	GM310101	Blíster de plástico unitario.
Pediátrico	GM310102	Bulto x 100 Unds.



KIT DE NEBULIZACIÓN

GROSSMED

ADULTO Y PEDIÁTRICO

Cómodo y Ajustable

Moldeable a la anatomía del paciente. Se fija con cinta elástica que pasa detrás de la cabeza y se ajusta sobre las orejas. Capaz de atomizar en todo grado de inclinación.

Adaptable al Paciente

Para pacientes adultos o infantiles. Resistente a cualquier movimiento que se realice durante el tratamiento.



Cámara de Nebulización Transparente

Permite visualizar la cantidad de fármaco a administrar con capacidad de 6 ml.

Sello Antigoteras

Acoples completamente herméticos. Evita el desperdicio de medicamentos.

Tamaño	Código	Presentación
Adulto	GM310101	Blíster de plástico unitario. Bulto x 100 Unds.
Pediátrico	GM310102	