



Mono PDS® Polidioxanone

SUTURA ABSORBIBLE
MONOFILAMENTO



Sutura quirúrgica, estéril, absorbible, sintética, compuesta por Polidioxanone, monofilamento y sin recubrimiento.

Indicada para cirugías en las que se requiera de un tiempo de soporte de herida prolongado. Mantiene excelente fuerza tensil y seguridad de nudos con menor memoria del hilo.

Características	● Monofilamento, absorbible, sintético.
Material	● Polidioxanone.
Color	● Violeta.
Soporte de la Herida	● 60 Días.
Tiempo de Absorción	● 180 – 210 Días.
Esterilización	● Óxido de Etileno (EO).
Empaquetado	● En sobres de aluminio, estériles.
Indicaciones de Uso	● Indicada para cirugías en las que se requiera de un tiempo de soporte de herida prolongado. Utilizada en cirugía general, ginecología, traumatología, urología, ligaduras, cirugía plástica. Excelente para aproximación de tejidos blandos, reparación de tendones y reparaciones de la pared abdominal.

Forma de Aguja		Calibre (USP)	Longitud (cm)	Color
1/2 Círculo x Punta		1	70	Violeta
		AZDS-Z341		