



Monocrylon® Poliglecaprone 25

SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO



Sutura quirúrgica, estéril, absorbible, sintética, compuesta por Polímero Glicolide (75%) y E-Caprolactona (25%), monofilamento y sin recubrimiento.

Mantiene excelente fuerza tensil y seguridad de nudos con menor memoria del hilo.

Características	Monofilamento, absorbible, sintético.
Material	75% Polímero Glicolide – 25% E-Caprolactona.
Color	Violeta.
Soporte de la Herida	21 Días.
Tiempo de Absorción	90 – 120 Días.
Esterilización	Óxido de Etileno (EO).
Empaquetado	En sobres de aluminio, estériles.
Indicaciones de Uso	Aproximación y fijación de tejidos suaves, cirugía general, ginecología, urología, ligaduras, cirugía plástica, gastrointestinales y veterinaria.

Forma de Aguja			Calibre (USP)		Longitud (cm)	Color
			4-0	3-0		
3/8 Círculo x Corte Inverso		19 mm	AZMC-426		70	Violeta
3/8 Círculo x Corte Inverso		19 mm		AZMC-427	70	Violeta