



Monopropyl® Propileno

SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO



Sutura quirúrgica, estéril, no absorbible, sintética, compuesta por polipropileno, monofilamento y sin recubrimiento.

Mantiene excelente fuerza tensil y seguridad de nudos, con paso delicado a través de tejidos por su superficie lisa.

Características

- Material: Estereoisómero isostático cristalino de polipropileno.
- Color: Azul.
- Soporte de la Herida: Disminuye al paso de los años.
- Tiempo de Absorción: -
- Esterilización: Óxido de Etileno (EO).
- Empaquetado: En sobres de aluminio, estériles.
- Indicaciones de Uso: Aproximación de tejidos blandos en general incluyendo cirugía cardiovascular, oftálmica y neurocirugía. Puede ser utilizado en heridas infectadas o contaminadas.

Forma de Aguja			Calibre (USP)					Longitud (cm)	Color	
			5-0	4-0	2-0	3-0	0			1
1/2 Círculo x Punta		17 mm	AZMP-9556						75	Azul
3/8 Círculo x Corte		19 mm		AZMP-8183					75	Azul
3/8 Círculo x Corte		24 mm			AZMP-8184				75	Azul
Aguja Recta x Corte		60 mm			AZMP-8622				75	Azul
Aguja Rect x Corte		60 mm				AZMP-8623			75	Azul
1/2 Círculo x Punta		36 mm					AZMP-8424		75	Azul
1/2 Círculo x Punta		26 mm					AZMP-8412		75	Azul
1/2 Círculo x Punta		36 mm						AZMP-8425	75	Azul