


# Rollo de Gasa

## No Estéril y Descartable (17 Hilos)

# GROSSMED



### Esterilizable

Mediante ionización o autoclave, sin perjudicar su calidad y propiedades.

### Altamente Absorbente

Esponja blanqueada y tejida de 100% algodón. Suave, elástica y porosa.

### Adaptable

Se fija fácilmente en todas las partes del cuerpo. Se pueden obtener piezas de diversos tamaños.

### 17 Hilos. 4 Pliegues

Producto hipoalergénico y no irritante. Suave y de buena transpirabilidad.



Especificación	Finura (Mesh)	Código	Presentación
36" (91cm) x 100 Yds 4Ply	17 Hilos	GM060100	Rollo envuelto en bolsa plástica. Bulto x 20 Unds.

# Rollo de Gasa

## No Estéril y Descartable (17 Hilos)

**GROSSMED**

Rollo de 100 yardas de esponja absorbente tejida de 100% algodón. Tejido suave y poroso, no esterilizado, hecho en 17 hilos.

Tiene gran capacidad de absorción y buena elasticidad. Blanqueada. Suave y de buena transpirabilidad. Para ser utilizada en heridas como compresa primaria o secundaria, capaz de absorber sangre y otros fluidos.

### Componentes y Material

- ✓ Gasa plegada elaborada con fibras de algodón 100% natural. Producto hipoalergénico y no irritante, de alta calidad.
- ✓ Libre de látex. No desprende partículas.

### Diseño

- ✓ Diseñada para limpiar las partes del cuerpo humano afectadas o heridas extensas. Se adapta con facilidad a las partes corporales y se emplea con frecuencia para fijar en su sitio los apósitos para heridas.

### Esterilizables

- ✓ Se pueden obtener piezas de diversos tamaños. Todas las piezas son esterilizables mediante ionización o autoclave, sin perjudicar su calidad y manteniendo sus propiedades intactas. Duración de 5 años garantizada.

### Certificación

- ✓ Cumple y excede requerimientos de calidad de la norma internacional ISO 13485:2016 y MDD 93/42/EEC.



Especificación	Finura (Mesh)	Código	Presentación
36" (91cm) x 100 Yds 4Ply	17 Hilos	GM060100	Rollo envuelto en bolsa plástica. Bulto x 20 Unds.