



Arisilk®
Seda

SUTURA ABSORBIBLE
TRENZADA



Sutura quirúrgica, estéril, no absorbible, natural, multifilamento, recubierta.

Características	• Multifilamento, no absorbible, natural.
Material	• Seda.
Color	• Negro.
Soporte de la Herida	• Disminuye al paso de los años.
Tiempo de Absorción	• -
Esterilización	• Óxido de Etileno (EO).
Empaquetado	• En sobres de aluminio, estériles.
Indicaciones de Uso	• Cirugía oral y maxilofacial, fijación y cobertura de tejido suave en general, ligaduras, en cirugía general, gastrointestinal y ginecología.

Forma de Aguja			Calibre (USP)					Longitud (cm)	Color
			4-0	3-0	2-0	0	1		
3/8 Círculo x Corte		19 mm	AZSK-183					45	Negro
3/8 Círculo x Corte		19 mm		AZSK-184				45	Negro
1/2 Círculo x Punta		26 mm		AZSK-832				75	Negro
1/2 Círculo x Punta		26 mm			AZSK-833			75	Negro
Sin Aguja					AZSK-85			75	Negro
1/2 Círculo x Punta		26 mm				AZSK-834		75	Negro
Sin Aguja						AZSK-86		75	Negro
Sin Aguja							AZSK-87	75	Negro
1/2 Círculo x Punta		13 mm					AZSK-267	45	Negro