

Set de Transfusión

GROSSMED

Dispositivo médico elaborado a base de materiales plásticos grado médico, estéril, desechable, atóxico y libre de pirógenos, destinado a la transfusión de sangre vía intravenosa así como hemoderivados a nivel parenteral, con el fin de recuperar el volumen sanguíneo.

El set incluye espiga, bureta grande con toma de aire y filtro de partículas, Roller Clamp, tubo de infusión flexible y conector Luer Lock.

Componentes y Material

- ✓ Cámara de goteo transparente y flexible de policloruro de vinilo (PVC) de grado médico. Impide la entrada de cualquier burbuja al sistema.
- ✓ Tubo de infusión de PVC, flexible y resistente, con 150 cm, 170 cm o 200 cm de longitud. La transparencia de la manguera permite que sea visualizado el paso de sangre o hemoderivados.
- ✓ Dispositivo de perforación (Spike) fabricado en acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), resistente a los impactos, terminado en una punta en forma de bisel, la cual permite la perforación del contenedor de la solución a administrar. n polietileno (PE).

Cámara con Filtro

- ✓ La cámara con filtro es flexible y traslúcida, de alta resistencia. El filtro está especialmente diseñado para evitar el paso de partículas de hasta 200 µm.

Esterilización y Vida Útil

- ✓ Empaque individual esterilizado con gas de Óxido de Etileno (EO). No tóxica. Libre de látex y pirógenos. Duración de 5 años garantizada. partículas de hasta 200 µm.

Certificación

- ✓ Cumple y excede requerimientos de calidad de la norma internacional ISO 13485:2016, ISO 8536-4:2010 y MDD 93/42/EEC.

Longitud Tubo (cm)	Código	Presentación
170	GM030401	Paquete x 20 Unidades. Bulto x 400 Unds (20 Paquetes).
200	GM030402	



Set de Transfusión

GROSSMED

Dosificación Controlada

Cuenta con mecanismo regulador de flujo "Roller Clamp".

Dispositivo de Perforación Spike

Fabricado en ABS. Resistente a los impactos. Punta biselada que permite la perforación del contenido de la solución a administrar.

Fácil Visualización del Contenido

Cámara de goteo transparente y tubo de infusión, flexible y resistente de 1,50 m de longitud.

Cámara de Goteo con Filtro

Previene la entrada de burbujas de aire. Flexible y traslúcida. Filtro diseñado para evitar el paso de partículas de hasta 200 µm.



Longitud Tubo (cm)	Código	Presentación
170	GM030401	Paquete x 20 Unidades. Bulto x 400 Unds (20 Paquetes).
200	GM030402	