

Vendas Elásticas

(5 cm, 8cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm y 20 cm)



Insumo médico, utilizado para la inmovilización de lesiones traumatológicas. Son de fácil uso y colocación. Inmovilizan una extremidad o articulación y también fijan curaciones realizadas en alguna región del cuerpo.

Son fabricadas en fibra sintética y algodón. Blanqueadas, no son tóxicas están libres de pirógenos y látex. Empacadas individualmente en bolsas de polietileno para evitar el contacto directo con el medio ambiente. El sellado es a base de presión y calor.

Componentes y Materiales

- ✓ Elaboradas con fibras sintéticas de poliamida y algodón 100% natural. La fibra sintética contiene elastómeros, los cuales le otorgan su flexibilidad y elasticidad.

Propiedades

- ✓ Producto suave, hipoalergénico, respirable y de buena absorción. Ideal para garantizar una compresión larga y cómoda.
- ✓ Alcanza una longitud estirada de $4 \pm 0,14$ m. La tela es liviana, libre de pelusa y partículas extrañas, sin rotura de fibras.

Usos

- ✓ Ideal para rupturas musculares, esguinces e inmovilizaciones en general. Útiles para brazo, mano, rodilla y tobillo.
- ✓ Pueden aplicarse en venas varices y fijación de férulas.

Certificaciones

- ✓ Cumplen y exceden requerimientos de calidad de las normas internacionales ISO 13485:2016 y MDD 93/42/EEC.

Venda Elástica Ajustable	Código	Presentación
5 cm x 4 m	GM170111	Caja x 20 Unds. Bulto x 18 Cajas (360 Unds).
8 cm x 4 m	GM170112	Caja x 20 Unds. Bulto x 14 Cajas (280 Unds).
10 cm x 4 m	GM170113	Caja x 20 Unds. Bulto x 12 Cajas (240 Unds).
12 cm x 4 m	GM170114	Caja x 20 Unds. Bulto x 10 Cajas (200 Unds).
15 cm x 4 m	GM170115	Caja x 20 Unds. Bulto x 8 Cajas (160 Unds).
20 cm x 4 m	GM170116	Caja x 20 Unds. Bulto x 6 Cajas (120 Unds).



Vendas Elásticas

(5 cm, 8cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm y 20 cm)

GROSSMED

Gran Elasticidad y Flexibilidad

Fabricadas en poliamida y algodón. Hipoalergénicas y resistentes. Libres de látex y pelusa.

Longitud Estirada de 4 m

Ideales para rupturas musculares, esguinces e inmovilizaciones en general. De medidas varias útiles para brazo, mano, rodilla y tobillo.

Fácil Uso y Colocación

Pueden fijar curaciones realizadas en algunas zonas del cuerpo, aplicarse en venas varices y fijación de férulas.

Empacadas Individualmente

Suaves, respirables y de buena absorción. Ideales para kits de primeros auxilios y garantizar comodidad.

Venda Elástica Ajustable	Código	Presentación
5 cm x 4 m	GM170111	Caja x 20 Unidades. Bulto x 18 Cajas (360 Unidades).
8 cm x 4 m	GM170112	Caja x 20 Unidades. Bulto x 14 Cajas (280 Unidades).
10 cm x 4 m	GM170113	Caja x 20 Unidades. Bulto x 12 Cajas (240 Unidades).
12 cm x 4 m	GM170114	Caja x 20 Unidades. Bulto x 10 Cajas (200 Unidades).
15 cm x 4 m	GM170115	Caja x 20 Unidades. Bulto x 8 Cajas (160 Unidades).
20 cm x 4 m	GM170116	Caja x 20 Unidades. Bulto x 6 Cajas (120 Unidades).

