

# JERINGAS ESTÉRILES DESCARTABLES

GROSSMED

- Componentes y material

✓

Barril de polipropileno (PP) transparente de grado médico.

✓

Émbolo con punta de caucho sintético siliconado para fácil desplazamiento.
- Legibilidad

✓

Escala de fácil lectura (números grandes y oscuros) para una rápida y precisa medición de volumen.
- Esterilización y Vida Útil

✓

Blister individual esterilizado con gas de Óxido de Etileno (EO). No tóxica. Libre de látex y pirógenos. Duración de 5 años garantizada.
- Punta

✓

Tipo Luer Slip, Luer Lock o de irrigación.

✓

Con o sin aguja (tamaños disponibles en tabla).
- Certificación

✓

Cumple y excede requerimientos de calidad de la norma internacional ISO 13485: 2016 y MDD 93/42/EEC.

| Capacidad | Código   | Aguja      | Tipo de Punta | Presentación                                       |
|-----------|----------|------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 1 cc      | GM010101 | 27G x ½"   | Luer Slip     | Caja x 100 Unds.<br>Bulto x 3.200 Unds. (32 Cajas) |
| 3 cc      | GM010301 | 21G x 1 ½" | Luer Lock     | Caja x 100 Unds.<br>Bulto x 3.000 Unds. (30 Cajas) |
|           | GM010302 | 21G x 1 ½" | Luer Slip     |                                                    |
|           | GM010303 | 22G x 1 ½" | Luer Lock     |                                                    |
|           | GM010304 | 23G x 1"   | Luer Lock     |                                                    |
|           | GM010305 | 23G x 1 ½" | Luer Lock     |                                                    |
| 5 cc      | GM010501 | 21G x 1 ½" | Luer Lock     | Caja x 100 Unds.<br>Bulto x 2.400 Unds. (24 Cajas) |
|           | GM010502 | 21G x 1 ½" | Luer Slip     |                                                    |
|           | GM010503 | 21G x 1"   | Luer Lock     |                                                    |
|           | GM010504 | 22G x 1 ½" | Luer Lock     |                                                    |
|           | GM010505 | 22G x 1"   | Luer Lock     |                                                    |
| 10 cc     | GM011001 | 21G x 1 ½" | Luer Lock     | Caja x 100 Unds.<br>Bulto x 1.600 Unds. (16 Cajas) |
|           | GM011002 | 21G x 1 ½" | Luer Slip     |                                                    |
|           | GM011003 | 21G x 1"   | Luer Lock     |                                                    |
|           | GM011004 | 22G x 1 ½" | Luer Lock     |                                                    |
|           | GM011005 | 22G x 1"   | Luer Lock     |                                                    |
| 20 cc     | GM012001 | 21G x 1 ½" | Luer Lock     | Caja x 50 Unds.<br>Bulto x 800 Unds. (16 Cajas)    |
|           | GM012002 | 21G x 1 ½" | Luer Slip     |                                                    |
|           | GM012003 | 22G x 1 ½" | Luer Lock     |                                                    |
| 60 cc     | GM016001 | -          | Tommy         | Caja x 50 Unds.<br>Bulto x 300 Unds. (6 Cajas)     |
|           | GM016002 | -          | Luer Lock     |                                                    |



WWW.GROSSMEDICA.COM

Libre de látex, no tóxico, no pirogénico.

1cc / 3cc / 5cc / 10 cc / 20cc / 60cc

Una marca registrada de: GROSSMEDICA



# JERINGAS ESTÉRILES DESCARTABLES

GROSSMED

## Fácil Visualización del Contenido

Barril de polipropileno (PP)  
transparente de grado médico.

## Émbolo de Mínima Fricción

Émbolo optimizado en punta de caucho  
sintético siliconado para fácil  
desplazamiento.

## Escala Clara y Precisa

Cuenta con números grandes y oscuros para  
una rápida y precisa medición de volumen.

## Conectores Adaptables

Tipo Luer Slip, Luer Lock o de irrigación.  
Cuentan con aguja de pared delgada,  
libre de látex.



WWW.GROSSMEDICA.COM

Libre de látex, no tóxico, no pirogénico.

1cc / 3cc / 5cc / 10 cc / 20cc / 60cc