

Sonda Foley de Látex

Recubierta de Silicona - 2 Vías con Balón

GROSSMED

Este dispositivo médico desechable, permite drenar la orina del paciente. Posee 2 vías. Una permite drenar la orina y la otra infla y/o desinfla el balón de la sonda, lo que hace que la sonda se ancle a la vejiga del paciente, evitando su salida accidental.

La sonda posee dos orificios laterales y distales cuyos tamaños son estándar. El extremo proximal se conecta, de manera universal, a cualquier recolector de orina. La sonda posee, en toda su longitud y en la punta, una línea azul radiopaca.

Componentes y Materiales

- ✓ Tubo de látex altamente flexible. Recubierto interna y externamente de silicona de grado médico para biocompatibilidad superior. Hipoalergénica.
- ✓ Su innovador proceso de fabricación proporciona la máxima cantidad de revestimiento de silicona, el cual facilita el proceso de incrustación.

Diseño

- ✓ La punta redonda y suave disminuye el traumatismo durante la inserción y la retirada. Suavidad máxima para aumentar la comodidad del paciente.
- ✓ Balón blando y simétrico de 5-15 ml, que se amplía, de igual manera, en todas las direcciones, para realizar su función de forma segura y eficiente.
- ✓ Ojos de drenaje grandes y suaves para máxima comodidad.

Aplicación

- ✓ Empleada para el vaciado vesical permanente en sondajes con duración de 15 días o más.

Esterilizadas

- ✓ Cada blíster es esterilizado con gas de Óxido de Etileno (EO). Duración garantizada de 5 años.

Certificaciones

- ✓ Cumple y excede requerimientos de calidad de las normas internacionales ISO 13485:2016 y MDD 93/42/EEC.



Tipo	Medidas (Fr)	Código	Presentación
2 Vías (de látex, recubierta de silicona)	14 Fr	GM121114	Caja x 10 Unds. (blister). Bulto x 500 Unds. (50 cajas).
	16 Fr	GM121116	
	18 Fr	GM121118	
	20 Fr	GM121120	

Sonda Foley de Látex

Recubierta de Silicona - 2 Vías con Balón

GROSSMED

Punta Redondeada y Suave

Ojos de drenaje grandes y suaves para máxima comodidad durante todo momento.

Hipoalergénica / Recubierta de Silicona

Proporciona la máxima cantidad de revestimiento disponible para resistir la incrustación. Ofrece gran suavidad para mayor comodidad.

Balón de Retención Blando y Simétrico

De 5-15 ml que se amplía, de igual manera, en todas las direcciones para realizar su función de forma segura y eficiente.

Gran Flexibilidad

Paso suave y sin fricción a través del meato uretral. Garantiza un drenaje rápido, efectivo y sin traumas.



Tipo	Medidas (Fr)	Código	Presentación
2 Vías (de látex, recubierta de silicona)	14 Fr	GM121114	Caja x 10 Unds. (blíster). Bulto x 500 Unds. (50 cajas).
	16 Fr	GM121116	
	18 Fr	GM121118	
	20 Fr	GM121120	