


## ELEVADOR SANITARIO CON SEGURO

### ESTÁNDAR

Altamente  
Resistente

Asiento Ancho  
y Circular



Seguro Ajustable  
a Presión

Fácil de  
Instalar



Equipo médico con diseño ergonómico, discreto y de instalación sencilla para facilitar el uso del inodoro.

ELEVADOR SANITARIO  
CON SEGURO

ESTÁNDAR

Son dispositivos cuya principal función es elevar la altura del inodoro para que el usuario pueda sentarse e incorporarse sin esfuerzo físico de manera cómoda y segura.

El elevador de sanitario cuenta con un diseño ergonómico y discreto, además de un soporte seguro, amplio, para garantizar confort. La instalación es práctica y sencilla: se atornilla al inodoro con un bloqueador quedando asegurado y fijo, sin riesgo de deslizamientos ni caídas.

|                          |   |                                                                                                                                                        |
|--------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Componentes y materiales | ✓ | Fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE) de grado médico de alta resistencia. Ideal para el uso diario.                                        |
|                          | ✓ | El asiento es de forma circular lo cual le permite adaptarse a la mayoría de tipos de inodoros.                                                        |
| Diseño                   | ✓ | Práctica, rápida y fácil instalación, que permite al paciente sentarse y levantarse del inodoro sin esfuerzo físico. Soporta un peso máximo de 100 kg. |
|                          | ✓ | Ligero y portátil. Fácil de limpiar ya que es desmontable.                                                                                             |
|                          | ✓ | Cuenta con bloqueador en forma de tornillo sin fin que permite asegurarse al inodoro, sin necesidad de herramientas.                                   |
| Dimensiones              | ✓ | El asiento posee 42 cm de ancho y de 42 cm largo. La altura del equipo es de 11,5 cm.                                                                  |
|                          | ✓ | El interior del asiento es de 20 cm de ancho y 24 cm de largo.                                                                                         |
| Uso                      | ✓ | Indicado en pacientes con discapacidades, postoperatorios de cadera y/o debilidad en miembros inferiores.                                              |
|                          | ✓ | Ayuda ortopédica que permite mayor seguridad y autonomía durante el uso del inodoro.                                                                   |

| Tipo y Capacidad  | Código   | Presentación                  |
|-------------------|----------|-------------------------------|
| Estándar (100 kg) | DV350201 | Unidad.<br>Bulto: 5 unidades. |