

dovant[®]

ELEVADOR SANITARIO CON SEGURO Y REPOSABRAZOS

ESTÁNDAR

Reposabrazos
Confortables y Extraíbles

Asiento Ancho
y Circular



Seguro Ajustable
a Presión

Fácil de
Instalar



Dispositivo ergonómico con reposabrazos
ideal para elevar la altura del inodoro.

www.grossmedica.com

Una marca registrada de:



ELEVADOR SANITARIO
CON SEGURO Y REPOSABRAZOS

ESTÁNDAR

Este dispositivo eleva la altura del inodoro para que el usuario pueda sentarse e incorporarse sin esfuerzo físico de manera cómoda y segura.

El elevador de sanitario cuenta con un diseño ergonómico, discreto y los reposabrazos facilitan el posicionamiento del usuario en el sanitario con el máximo cuidado.

Asimismo, el dispositivo posee soporte seguro y amplio que garantiza confort durante su uso. La instalación es práctica y sencilla: se atornilla mediante el uso de un bloqueador al inodoro quedando asegurado y fijo sin riesgo de deslizamientos ni caídas.

Componentes y materiales	✓	Fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE) de grado médico de alta resistencia. Ideal para el uso diario.
	✓	El asiento es de forma circular lo cual le permite adaptarse a la mayoría de tipos de inodoros.
	✓	Reposabrazos confortables y extraíbles. Fabricados en aluminio de grado médico y recubiertos de hule espuma.
Diseño	✓	Práctica, rápida y fácil instalación, que permite al paciente sentarse y levantarse del inodoro sin esfuerzo físico. Soporta un peso máximo de 100 kg.
	✓	Ligero y portátil. Fácil de limpiar ya que es desmontable.
	✓	Cuenta con bloqueador en forma de tornillo sin fin que permite asegurarse al inodoro, sin necesidad de herramientas.
Dimensiones	✓	El asiento posee 45 cm de ancho y 42 cm de largo. La altura del equipo es de 11,5 cm.
	✓	El interior del asiento es de 20 cm de ancho y 24 cm de largo.
	✓	Los reposabrazos garantizan una altura de 15 cm una vez acoplados al equipo.
Uso	✓	Indicado en pacientes con discapacidades, postoperatorios de cadera y/o debilidad en miembros inferiores.
	✓	Ayuda ortopédica que permite mayor seguridad y autonomía durante el uso del inodoro.

Tipo y Capacidad	Código	Presentación
Estándar con reposabrazos (100 kg)	DV350202	Unidad. Bulto: 5 unidades.