

dovant[®]

SANITARIO

PORTÁTIL CON RUEDAS

ESTÁNDAR



www.grossmedica.com

Una marca registrada de:



SANITARIO
PORTÁTIL CON RUEDAS

ESTÁNDAR

Equipo médico que puede ser utilizado por personas con movilidad restringida, personas de edad avanzada o pacientes clínicos (en recuperación o con lesiones).

Su estructura es de acero, resistente, duradera, estable y segura; fácil de limpiar y resistente a detergentes convencionales. Las ruedas de goma con seguro lo hacen simple de movilizar y asegurar. Los reposabrazos brindan soporte durante su uso. El marco flexible de acero permite que se pueda transportar y almacenar fácilmente.v

Componentes y materiales	✓	Marco de acero inoxidable, resistente y duradero.
	✓	Ruedas de goma con seguro.
	✓	Asiento de polietileno de alta densidad (HDPE), resistente a químicos y detergentes desinfectantes.
	✓	Reposabrazos con relieve corrugado.
Diseño	✓	Marco flexible, fácil de transportar y almacenar.
	✓	Balde con agarradera y cubierta para manejo cómodo y limpieza sencilla.
Dimensiones	✓	Altura ajustable del asiento de 49 cm hasta 59 cm.
	✓	Peso neto de 7 kg. Soporta un peso máximo de 100 kg.
	✓	Asiento de 44 cm de largo y 44 cm de ancho, con respaldo de 30 cm.
	✓	El marco expandido ocupa un total de 54 cm x 51 cm x 78 cm.
Uso	✓	Ideal para personas con movilidad restringida o que necesiten de asistencia para ir al baño debido a condiciones de salud, lesiones o discapacidades.

Tipo y Capacidad	Código	Presentación
Estándar con ruedas (100 kg)	DV350302	Unidad. Bulto: 2 unidades.