

dovant[®]

SANITARIO PORTÁTIL

ESTÁNDAR



Dispositivo utilizado como inodoro para personas con dificultad de movimiento que necesitan asistencia para ir al baño.

www.grossmedica.com

Una marca registrada de:  **GROSS
MEDICA**

SANITARIO PORTÁTIL

ESTÁNDAR

Equipo médico que puede ser utilizado por personas con movilidad restringida, personas de edad avanzada o pacientes clínicos (en recuperación o con lesiones).

Su estructura es de acero, resistente, duradera, estable y segura; fácil de limpiar y resistente a detergentes convencionales. Los reposabrazos brindan soporte durante su uso.

Componentes y materiales	✓	Marco de acero inoxidable, resistente y duradero.
	✓	Puntas antideslizantes de goma.
	✓	Asiento de polietileno de alta densidad (HDPE), resistente a químicos y detergentes desinfectantes.
	✓	Reposabrazos con relieve corrugado.
Diseño	✓	Balde con agarradera y cubierta para manejo cómodo y limpieza sencilla.
	✓	Altura ajustable del asiento de 42 cm hasta 57 cm.
	✓	Peso neto de 5,8 kg. Soporta un peso máximo de 100 kg.
Dimensiones	✓	Asiento de 45 cm de largo y 38 cm de ancho, con respaldo de 30 cm.
	✓	El marco expandido ocupa un total de 63,5 cm x 52 cm x 60 cm.
Uso	✓	Ideal para personas con movilidad restringida o que necesiten de asistencia para ir al baño debido a condiciones de salud, lesiones o discapacidades.

Tipo y Capacidad	Código	Presentación
Estándar (100 kg)	DV350301	Unidad. Bulto: 4 unidades.