

dovant[®]

SILLA DE BAÑO

CON RESPALDAR Y REPOSABRAZOS

Ligera y Resistente
a la Corrosión

Reposabrazos
Acolchados y
Resistentes

Estabilidad y
Seguridad

Altura
Ajustable



Equipo ergonómico para ser usado en duchas por personas con limitaciones de movilidad facilitando las actividades de higiene mayor.

www.grossmedica.com

Una marca registrada de:



SILLA DE BAÑO

CON RESPALDAR Y REPOSABRAZOS

Dispositivo médico empleado en personas con limitaciones de movilidad, diseñado para ser utilizado en duchas y bañeras facilitando las actividades de higiene mayor ya sea de forma independiente o asistida.

Con un diseño innovador en su marco, esta silla es ligera, resistente, de fácil limpieza y alta durabilidad. Los reposabrazos son ideales para pacientes que necesitan apoyo adicional al sentarse y levantarse de la silla.

Componentes y materiales	✓	Fabricada en aluminio ligero de alta calidad y resistente a la corrosión. Posee gomas antideslizantes en sus cuatro patas, brindando estabilidad y mayor seguridad.
	✓	El asiento y el respaldo son elaborados en polietileno de alta densidad (HDPE) de grado médico de alta resistencia.
Diseño		Los reposabrazos poseen gomas acolchadas que proporcionan mayor comodidad y seguridad al momento de sentarse y levantarse.
	✓	El peso neto es de 3,20 kg. Soporta un peso máximo de 100 kg.
	✓	El asiento posee orificios que permiten el drenaje de agua.
	✓	La altura del asiento es ajustable desde 42,5 cm hasta 55 cm.
Dimensiones	✓	Dimensiones externas: 55 cm x 51 cm x 70,5 cm.
	✓	Dimensiones del asiento: 40 cm x 33 cm x 42,5 cm.
	✓	Altura del respaldo: 30 cm.
Uso	✓	Indicada en personas con limitaciones de movilidad para actividades de higiene personal.

Tipo y Capacidad	Código	Presentación
Con respaldo y reposabrazos (100 kg)	DV350103	Unidad. Bulto: 4 unidades.