

dovant[®]

SILLA DE BAÑO CON RESPALDAR

Ligera y Resistente
a la Corrosión

Diseño Cómodo
y Ergonómico

Estabilidad y
Seguridad

Altura
Ajustable



Equipo ergonómico para ser usado en duchas por personas con limitaciones de movilidad facilitando las actividades de higiene mayor.

www.grossmedica.com

Una marca registrada de:



SILLA DE BAÑO CON RESPALDAR

Dispositivo médico empleado en personas con limitaciones de movilidad, diseñado para ser utilizado en duchas y bañeras para facilitar las actividades de higiene mayor ya sea de forma independiente o asistida.

Con un diseño ergonómico e innovador en su marco, esta silla es ligera, resistente, de fácil limpieza, alta durabilidad y brinda mayor comodidad al usuario durante su uso.

Componentes y materiales	✓	Fabricada en aluminio ligero de alta calidad y resistente a la corrosión. Posee gomas antideslizantes en sus cuatro patas, brindando estabilidad y mayor seguridad.
	✓	El asiento y el respaldo están elaborados en polietileno de alta densidad (HDPE) de grado médico de alta resistencia.
Diseño	✓	El peso neto es de 2,80 kg. Soporta un peso máximo de 80 kg.
	✓	El asiento posee orificios que permiten el drenaje de agua.
	✓	Posee agarres en los laterales del asiento para un cómodo desplazamiento.
	✓	La altura del asiento es ajustable desde 35 cm hasta 50 cm.
Dimensiones	✓	Dimensiones externas: 50 cm x 50,5 cm x 64 cm.
	✓	Dimensiones del asiento: 50 cm x 30 cm x 35 cm.
	✓	Altura del respaldo: 32 cm.
Uso	✓	Indicada en personas con limitaciones de movilidad para actividades de higiene personal.

Tipo y Capacidad	Código	Presentación
Con respaldo (80 kg)	DV350102	Unidad. Bulto: 4 unidades.