

ARIZI[®]
SUTURES



Catgut Cro®

Catgut Crómico

SUTURA

ABSORBIBLE

MONOFILMENTO



Características

Material

Origen

Color

Soporte de la Herida

Tiempo de Absorción

Esterilización

Empaquetado

Indicaciones de Uso

Virtualmente monofilamento, absorbible.

Catgut Crómico.

Natural.

Marrón.





30 Días.

60 - 90 Días.

Óxido de Etileno (EO).


En blister plástico con solución preservante, dentro de sobres de aluminio, estériles.

Cirugía general, ginecología, traumatología, urología, ligaduras, cirugía plástica, cirugías orales, maxilofaciales, gastrointestinales y veterinaria.

Forma de Aguja			Calibre (USP)				Longitud (cm)	Color (cm)
			4-0	2-0	0	1		
1/2 Círculo x Punta Cónica	75 cm (29") 1/2 circle taper point 37 mm 	37 mm				AZCC-813	75	Marrón
1/2 Círculo x Punta Cónica	90 cm (35") 1/2 circle taper point 40 mm 	40 mm				AZCC-915	90	Marrón
1/2 Círculo x Punta Cónica	75 cm (29") 1/2 circle taper point 36 mm 	36 mm				AZCC-925	90	Marrón
1/2 Círculo x Punta Cónica	75 cm (29") 1/2 circle taper point 37 mm 	37 mm			AZCC-812		75	Marrón
1/2 Círculo x Punta Cónica	75 cm (29") 1/2 circle taper point 36 mm 	36 mm		AZCC-811			75	Marrón
1/2 Círculo x Punta Cónica	75 cm (29") 1/2 circle taper point 26 mm 	26 mm		AZCC-123			75	Marrón
1/2 Círculo x Punta Cónica	75 cm (29") 1/2 circle taper point 26 mm 	26 mm	AZCC-121				70	Marrón



SUTURA ABSORBIBILE
MONOFILAMENTO



Características

Material

Origen

Color

Soporte de la Herida

Tiempo de Absorción

Esterilización

Empaquetado

Indicaciones de Uso

- Virtualmente monofilamento, absorbible.
- Catgut Simple.
- Natural.
- Amarillo.
- 30 Días.
- 60 - 90 Días.
- Óxido de Etileno (EO).
- En blister plástico con solución preservante, dentro de sobres de aluminio, estériles.
- Aproximación de tejidos blandos y cierre de tejido subcutáneo en cirugía general. Ginecología, traumatología, urología, ligaduras, cirugía plástica, cirugías orales, maxilofaciales, gastrointestinales y veterinaria.

Forma de Aguja			Calibre (USP)			Longitud (cm)	Color
			2-0	0	1		
1/2 Círculo x Punta		37 mm	AZCS-843			75	Amarillo
1/2 Círculo x Punta		37 mm		AZCS-844		75	Amarillo
1/2 Círculo x Punta		37 mm			AZCS-845	75	Amarillo



SUTURA ABSORBIBILE
MONOFILAMENTO



Monofilamento, absorbible.

Material

Polidioxanone.

Origen

Sintético.

Color

Violeta.

Soporte de la Herida

60 Días.

Tiempo de Absorción

180 - 210 Días.

Esterilización

Óxido de Etileno (EO).


Empaquetado

En sobres de aluminio, estériles.

Indicaciones de Uso

Indicada para cirugías en las que se requiera de un tiempo de soporte de herida prolongado. Utilizada en cirugía general, ginecología, traumatología, urología, ligaduras, cirugía plástica. Excelente para aproximación de tejidos blandos, reparación de tendones y reparaciones de la pared abdominal.

Forma de Aguja			Calibre (USP)	Longitud (cm)	Color
			1		
1/2 Círculo x Punta		37 mm	AZDS-Z341	70	Violeta



Monocrylon®

Poliglecaprone 25

SUTURA

ABSORBIBLE

MONOFILMENTO



Características

Material

Origen

Color

Soporte de la Herida

Tiempo de Absorción

Esterilización

Empaquetado

Indicaciones de Uso

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Monofilamento, absorbible.

75% Polímero Glicolide-25% E-Caprolactona.

Sintético.

Violeta.

21 Días.

90 - 120 Días.

Óxido de Etileno (EO).

En sobres de aluminio, estériles.

Aproximación y fijación de tejidos suaves, cirugía general, ginecología, urología, ligaduras, cirugía plástica, gastrointestinales y veterinaria.

Forma de Aguja			Calibre (USP)		Longitud (cm)	Color
			4-0	3-0		
3/8 Círculo x Corte Inverso	70 cm (27") 3/8 Circle reverse cutting 19 mm 	19 mm	AZMC-426		70	Violeta
3/8 Círculo x Corte Inverso	70 cm (27") 3/8 Circle reverse cutting 19 mm 	19 mm		AZMC-427	70	Violeta



Mononylon®
Nylon

SUTURA NO ABSORBIBLE
MONOFILMENTO



Características

Material

Origen

Color

Soporte de la Herida

Esterilización

Empaquetado

Indicaciones de Uso

- Monofilamento, no absorbible.
- Poliamida.
- Sintético.
- Azul.
- Disminuye al paso de los años.
- Óxido de Etileno (EO).
- En sobres de aluminio, estériles.
- Cirugía general, ginecología, traumatología, urología, ligaduras, cirugía plástica, gastrointestinales y veterinaria. Los calibres más delgados son utilizados en cirugía cardiovascular, microcirugía y oftalmología.

Forma de Aguja			Calibre (USP)				Longitud (cm)	Color
			5-0	4-0	3-0	2-0		
3/8 Círculo x Corte	75 cm (29") 3/8 Circle reverse cutting 19 mm 	19 mm	AZMN-14501				75	Negro
3/8 Círculo x Corte	75 cm (29") 3/8 Circle reverse cutting 19 mm 	19 mm		AZMN-14502			75	Negro
Aguja Recta x Corte	75 cm (29") straight 60 mm 	60 mm			AZMN-627		75	Negro
3/8 Círculo x Corte	75 cm (29") 3/8 Circle reverse cutting 24 mm 	24 mm			AZMN-163		75	Negro
Aguja Recta x Corte	75 cm (29") straight 60 mm 	60 mm				AZMN-628	75	Negro
3/8 Círculo x Corte	75 cm (29") 3/8 Circle reverse cutting 24 mm 	24 mm				AZMN-164	75	Negro




SUTURA NO ABSORBIBILE MONOFILAMENTO



Indicaciones de Uso

Aproximación de tejidos blandos en general incluyendo cirugía cardiovascular, oftálmica y neurocirugía. Puede ser utilizado en heridas infectadas o contaminadas.

Forma de Aguja			Calibre (USP)						Longitud (cm)	Color
			5-0	4-0	3-0	2-0	0	1		
1/2 Círculo x Punta		17 mm	AZMP-9556						75	Azul
3/8 Círculo x Corte		19 mm		AZMP-8183					75	Azul
3/8 Círculo x Corte		24 mm			AZMP-8184				75	Azul
Agujas Recta x Corte		60 mm			AZMP-8622				75	Azul
Agujas Recta x Corte		60 mm				AZMP-8623			75	Azul
1/2 Círculo x Punta		36 mm					AZMP-8424		75	Azul
1/2 Círculo x Punta		26 mm					AZMP-8412		75	Azul
1/2 Círculo x Punta		36 mm						AZMP-8425	75	Azul



Arisilk®

Seda

SUTURA NO ABSORBIBLE

TRENZADA



Características

Material

Origen

Color

Soporte de la Herida

Esterilización

Empaquetado

Indicaciones de Uso

Multifilamento, no absorbible.

Seda.

Natural.


Negro.


Disminuye al paso de los años.

Óxido de Etileno (EO).

En sobres de aluminio, estériles.

Cirugía oral y maxilofacial, fijación y cobertura de tejido suave en general, ligaduras, en cirugía general, gastrointestinal y ginecología.

Forma de Aguja			Calibre (USP)					Longitud (cm)	Color
			4-0	3-0	2-0	0	1		
3/8 Círculo x Corte	75 cm (29") 3/8 Circle reverse cutting 19 mm 	19 mm	AZSK-183					45	Negro
3/8 Círculo x Corte	75 cm (29") 3/8 Circle reverse cutting 19 mm 	19 mm		AZSK-184				45	Negro
1/2 Círculo x Punta	75 cm (29") 1/2 circle round bodied 26 mm 	26 mm		AZSK-832				75	Negro
1/2 Círculo x Punta	75 cm (29") 1/2 circle round bodied 26 mm 	26 mm			AZSK-833			75	Negro
1/2 Círculo x Punta	75 cm (29") 1/2 circle round bodied 26 mm 	26 mm				AZSK-834		75	Negro
Sin Aguja						AZSK-86		75	Negro
Sin Aguja							AZSK-87	75	Negro
1/2 Círculo x Punta	45 cm (17") 1/2 circle taper point 13 mm 	13 mm	AZSK-267					45	Negro



Aricryl®

Ácido Poliglicólico

SUTURA **ABSORBIBLE**

TRENZADA



Características

Material

Origen

Color

Soporte de la Herida

Tiempo de Absorción

Esterilización

Empaquetado

Indicaciones de Uso

Multifilamento, absorbible.

100% Ácido Poliglicólico Trenzado.

Sintético.

Violeta.

30 Días.

60 - 90 Días.

Óxido de Etileno (EO).

En sobres de aluminio, estériles.

Cirugía general, ginecología, traumatología, urología, ligaduras, cirugía plástica, cirugías orales, maxilofaciales, gastrointestinales y veterinaria.

Forma de Aguja			Calibre (USP)				Longitud (cm)	Color		
			3-0	2-0	0	1				
3/8 Círculo x Corte	75 cm (29") 3/8 Circle reverse cutting 19 mm 	19 mm	AZYL-J123						70	Violeta
1/2 Círculo x Punta	75 cm (29") 1/2 circle round bodied 26 mm 	26 mm	AZYL-316						70	Violeta
1/2 Círculo x Punta	75 cm (29") 1/2 circle round bodied 26 mm 	26 mm		AZYL-317					70	Violeta
1/2 Círculo x Punta	75 cm (29") 1/2 circle round bodied 36 mm 	36 mm		AZYL-339					70	Violeta
1/2 Círculo x Punta	75 cm (29") 1/2 circle round bodied 36 mm 	36 mm				AZYL-340			70	Violeta
1/2 Círculo x Punta	75 cm (29") 1/2 circle round bodied 26 mm 	26 mm				AZYL-318			70	Violeta
1/2 Círculo x Punta	75 cm (29") 1/2 circle round bodied 36 mm 	36 mm					AZYL-341		70	Violeta



SUTURA ABSORBIBLE
TRENZADA



Características

Material

Origen

Color

Soporte de la Herida

Tiempo de Absorción

Esterilización

Empaquetado

Indicaciones de Uso

- Multifilamento, absorbible.
- 100% Ácido Poliglicólico Trenzado.
- Sintético.
- Beige.
- 10 - 14 Días.
- 40 - 45 Días.
- Radiación Gamma.
- En sobres de aluminio, estériles.
- Indicada para cirugías con manejo de tejido a corto plazo. Utilizada en urología, cirugías orales, maxilofaciales, ginecología, cirugía plástica, pediátrica y gastrointestinales y veterinaria.

Forma de Aguja			Calibre (USP)		Longitud (cm)	Color
			4-0	3-0		
3/8 Círculo x Corte	75 cm (29") 3/8 Circle reverse cutting 19 mm 	19 mm		AZYR-9923	70	Beige
3/8 Círculo x Corte	75 cm (29") 3/8 Circle reverse cutting 19 mm 	19 mm	AZYR-9922		70	Beige