

Clips de Titanio AZ400

ARIZI[®]

Los clips de ligadura se utilizan ampliamente en cirugía para el cierre de vasos y para fines de marcado. Están diseñados para su uso en estructuras tubulares o vasos sanguíneos, donde se indique.

Se puede utilizar tanto en procedimientos endoscópicos como en cirugías abiertas. Se usan comúnmente en cirugías torácicas, vasculares, gastrointestinales, urológicas, ginecológicas, bariátricas y generales. Se utilizan con aplicadores de diferentes tamaños según el tamaño de los clips.

Componentes y Material

- ✓ Elaborados en titanio de grado médico libre de pirógenos. En forma de "V", seguros y versátiles almacenados en cartuchos convenientes y fáciles de usar. Proporciona un agarre firme en la estructura clipeada.
- ✓ Cada cartucho es de diseño ergonómico y contiene 6 clips. Cuenta con sistema "Push & Click", el cual proporciona un cómodo agarre cuando se va a cargar un clip.

Estructura

- ✓ Diseñados para engullir tejido de punta a punta, preciso y cómodo al cierre. Ofrece un cierre optimizado desde la parte distal.
- ✓ Cada clip posee una apertura de 7,8 mm y una longitud de 8,9 mm. Los cartuchos se encuentran codificados por colores para una fácil identificación.
- ✓ Las ranuras laterales y transversales permiten una fijación segura en la estructura y aumentan la resistencia al desplazamiento de un clip formado.

Desempeño

- ✓ Seguro, fiable y rápido de colocar. Están diseñados para resistir el deslizamiento por lo que proporcionan un agarre y cierre seguros en los vasos.
- ✓ Compatible con aplicadores estándar. No requiere ninguna adaptación especial del procedimiento quirúrgico.

Certificación

- ✓ Cumple y excede requerimientos de calidad de la norma internacional ISO 13485:2016 y MDD 93/42/CEE.



Medida	Código	Presentación
Medium-Large	AZ080202	Caja x 20 Unds. Bulto x 240 Unds (12 Cajas).

Clips de Titanio

AZ400


ARIZI[®]

Cartucho Conveniente y Ergonómico

Cuenta con sistema "Push & Click", el cual proporciona un cómodo agarre cuando se va a cargar un clip. Contiene 6 clips.

Elaborados en Titanio

Se puede utilizar tanto en procedimientos endoscópicos como en cirugías abiertas.



Seguro, Fiable y Rápido de Colocar

Están diseñados para resistir el deslizamiento por lo que proporcionan un agarre y cierre seguros en los vasos.

Diseño en Forma de "V"

Cada clip posee una apertura de 7,8 mm y una longitud de 8,9 mm. Ofrece un cierre optimizado desde la parte distal.

Medida	Código	Presentación
Medium-Large	AZ080202	Caja x 20 Unds. Bulto x 240 Unds (12 Cajas).