

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

dovant[®]



www.grossmedica.com

Una marca registrada de:



TERMÓMETRO
MÉDICO DIGITAL

Este dispositivo mide la temperatura corporal, recolectando la radiación térmica infrarroja en la frente de un ser humano. La operación es simple e higiénica y la medición es rápida y precisa.

Producto	Código	Presentación
Dispositivo médico tipo 2. Infrarrojo digital	DV350302	Caja:unidad. Bulto: 10 unidades.



OXÍMETRO
DE PULSO

Dispositivo médico electrónico indicado para la medición de manera indirecta el porcentaje de oxigenación de la sangre en los seres humanos.

El sensor del oxímetro de pulso, emplea la luz para medir la cantidad de oxígeno que contiene la sangre. El sensor realiza la lectura en pocos segundos.

Modelo	Código	Presentación
Dispositivo médico tipo 2	DV320101	Caja:unidad. Bulto: 200 unidades.

Bajo Consumo
de Energía

Pantalla OLED
Multidireccional

Pequeño
y Liviano



Fácil Operación
con un Botón

TENSIÓMETRO
DIGITAL DE BRAZO

El equipo tensiómetro, mide la presión arterial y la frecuencia cardíaca en una medición. Al mismo tiempo es fácil de operar, monitoriza los datos de medición, la fecha y hora.


Tipo	Código	Presentación
Tensiómetro Digital de Brazo	DV320201	Caja:unidad. Bulto: 4 unidades.
Tensiómetro Digital de Muñeca	DV320202	



NEBULIZADOR
CONFORT PRO (ADULTO)

Dispositivo médico electrónico que permite condensar un medicamento líquido en vapor, gracias a la acción de su compresor de alto flujo. Portable, pequeño y de ligero peso.

Especialmente indicado para medicamentos contra el asma, EPOC, enfisema, bronquitis crónica y otras enfermedades relacionadas con insuficiencia respiratoria.



Tipo y Capacidad	Código	Presentación
Nebulizador Confort Pro (Adulto)	DV310101	Caja:unidad. Bulto: 4 unidades.

NEBULIZADOR
DOGGY (PEDIÁTRICO)



Dispositivo médico electrónico que permite condensar un medicamento líquido en vapor, gracias a la acción de su compresor de alto flujo. Portable, pequeño y de ligero peso.

Especialmente indicado para medicamentos contra el asma, EPOC, enfisema, bronquitis crónica y otras enfermedades relacionadas con insuficiencia respiratoria.

Tipo y Capacidad	Código	Presentación
Nebulizador Doggy (Pediátrico)	DV310102	Caja:unidad. Bulto: 4 unidades.

SILLA DE RUEDAS
MOTUS

Dispositivo médico empleado en el desplazamiento y transporte de personas que presenten alguna dificultad en la movilidad (parcial o total), de estructura liviana y de fácil manejo, por lo que puede ser utilizada sin la necesidad de un tercero.

Con características estándares y un diseño innovador en su marco, esta silla de ruedas está fabricada en acero grueso de alta calidad. Su opción de doblar las asas de empuje y capacidad para retirar los reposapiés facilita el almacenamiento y transporte cuando se requiera.

Tipo y Capacidad	Código	Presentación
Reposapiés Extraíbles	DV330101	Unidad en Caja Master



SILLA DE RUEDAS
DIMOVA



Dispositivo médico empleado en el desplazamiento y transporte de personas que presenten alguna dificultad en la movilidad (parcial o total), de estructura liviana y de fácil manejo, por lo que puede ser utilizada sin la necesidad de un tercero.

Con un diseño innovador en su marco, esta silla de ruedas está fabricada en acero grueso de alta calidad.

Tipo y Capacidad	Código	Presentación
Reposapiés Ajustable	DV330102	Unidad en Caja Master

SANITARIO
PORTÁTIL

Equipo médico que puede ser utilizado por personas con movilidad restringida, personas de edad avanzada o pacientes clínicos (en recuperación o con lesiones).

Su estructura es de acero, resistente, duradera, estable y segura; fácil de limpiar y resistente a detergentes convencionales. Los reposabrazos brindan soporte durante su uso.

Tipo y Capacidad	Código	Presentación
Estándar (100kg)	DV350301	Unidad. Bulto: 4 unidades.



SANITARIO
PORTÁTIL CON RUEDAS



Equipo médico que puede ser utilizado por personas con movilidad restringida, personas de edad avanzada o pacientes clínicos (en recuperación o con lesiones).


Su estructura es de acero, resistente, duradera, estable y segura; fácil de limpiar y resistente a detergentes convencionales. Las ruedas de goma con seguro lo hacen simple de movilizar y asegurar. Los reposabrazos brindan soporte durante su uso. El marco flexible de acero permite que se pueda transportar y almacenar fácilmente.

Tipo y Capacidad	Código	Presentación
Estándar con ruedas (100 kg)	DV350302	Unidad. Bulto: 2 unidades.

SILLA DE BAÑO
CON RESPALDAR

Equipo ergonómico para ser usado en duchas por personas con limitaciones de movilidad facilitando las actividades de higiene mayor.

Tipo y Capacidad	Código	Presentación
Con respaldo (80 kg)	DV350102	Unidad. Bulto: 4 unidades.



SILLA DE BAÑO
SIN RESPALDAR

Equipo ergonómico para ser usado en duchas por personas con limitaciones de movilidad facilitando las actividades de higiene mayor.

Tipo y Capacidad	Código	Presentación
Sin respaldo (80 kg)	DV350101	Unidad. Bulto: 4 unidades.

SILLA DE BAÑO
CON RESPALDAR Y REPOSABRAZOS

Equipo ergonómico para ser usado en duchas por personas con limitaciones de movilidad facilitando las actividades de higiene mayor.

Tipo y Capacidad	Código	Presentación
Con respaldo y reposabrazos (100 kg)	DV350103	Unidad. Bulto: 4 unidades.



ELEVADOR SANITARIO
PORTÁTIL

Son dispositivos cuya principal función es elevar la altura del inodoro para que el usuario pueda sentarse e incorporarse sin esfuerzo físico de manera cómoda y segura.

El elevador de sanitario cuenta con un diseño ergonómico y discreto, además de un soporte seguro, amplio, para garantizar confort.

Tipo y Capacidad	Código	Presentación
Estándar (100 kg)	DV350201	Unidad. Bulto: 5 unidades.



ELEVADOR SANITARIO
CON SEGURO Y REPOSABRAZOS



Este dispositivo eleva la altura del inodoro para que el usuario pueda sentarse e incorporarse sin esfuerzo físico de manera cómoda y segura.

El elevador de sanitario cuenta con un diseño ergonómico, discreto y los reposabrazos facilitan el posicionamiento del usuario en el sanitario con el máximo cuidado.

Tipo y Capacidad	Código	Presentación
Estándar con reposabrazos (100 kg)	DV350202	Unidad. Bulto: 5 unidades.

COLCHÓN ANTIESCARAS
PRESSFLOW

130 Celdas de Aire

Resistente al Agua
y Superficie Antibacteriana

Indicador
de Firmeza

Compresor
Ultrasilencioso

Es un dispositivo médico que se emplea para la prevención de úlceras por presión (más conocidas como escaras) de los pacientes que requieren atención domiciliaria individual u hospitalaria, y cuidados de larga duración en cama.

Muy fácil de instalar, mantener y utilizar gracias a la posibilidad de rango de confort de ajuste.

Modelo	Código	Presentación
Pressflow	DV330201	Caja:unidad. Bulto: 5 unidades.